


 <p><b>RSD BAGAS WARAS KAB. KLATEN</b></p>	<b>PROSEDUR MEMAKAI DAN MELEPAS RESPIRATOR N 95</b>		
	No Dokumen : 445/AK/PPI/74/ 14	No Revisi :	Halaman : 1 / 4


<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	<p>Tanggal Terbit :</p> <p>10 April 2020</p>	<p>Ditetapkan Direktur</p>  <p><u>dr. LIMAWAN BUDIWIOWO, M.Kes</u> NIP. 19660103 199602 1 002</p>
Pengertian	Tata cara menggunakan dan melepas masker respirator N-95	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis dan paramedis mampu menggunakan dan melepas masker respirator N-95 secara baik dan benar</li> <li>2. Semua tenaga medis dan para medis wajib mampu menggunakan masker respirator N-95 dengan baik pada saat melakukan tindakan pelayanan medis pada pasien dengan resiko penularan pernafasan yang berbahaya.</li> </ol>	
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Direktur Nomor 445/146 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknik Alat Pelindung Diri (APD)</li> <li>2. Surat Keputusan Direktur Nomor 445/159 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksius</li> <li>3. 3.Dokumen resmi Dirjen Pencegahan dan</li> </ol>	

 <p><b>RSD BAGAS WARAS</b> <b>KAB. KLATEN</b></p>	<b>PROSEDUR MEMAKAI DAN MELEPAS RESPIRATOR N 95</b>		
	No Dokumen : 445/AK/PPI/74/ 14	No Revisi :	Halaman : 2 / 4

	Pengendalian Infeksi Kementerian Kesehatan RI tanggal 27 Maret 2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Coronavirus Disease ( COVID-19).
Prosedur	<p>A. Memakai masker respirator N 95</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah dengan hand sanitaizer atau dengan air mengalir dan sabun sebelum memegang masker N-95.</li> <li>2. Petugas memegang masker bagian luar dengan salah satu tangan, biarkan tali karet pengikatnya menjuntai.</li> <li>3. Petugas meletakkan masker menutupi hidung dan mulut pada posisi yang tepat, dan tahan posisi ini.</li> <li>4. Tangan petugas yang tidak memegang masker , menarik tali karet pengikat masker bagian bawah, ke arah depan wajah , lalu melewati atas kepala, kemudian diposisikan di belakang kepala, dekat pangkal leher.</li> <li>5. Petugas menarik tali karet pengikat masker bagian atas, ke arah depan wajah, lalu melewati atas kepala, dan diposisikan di belakang kepala, kira-kira 5 cm di atas tali sebelumnya.</li> <li>6. Petugas mengatur masker dengan kedua</li> </ol>

 <p><b>RSD BAGAS WARAS</b> <b>KAB. KLATEN</b></p>	<b>PROSEDUR MEMAKAI DAN MELEPAS RESPIRATOR N 95</b>		
	No Dokumen : 445/AK/PPI/74/ 14	No Revisi :	Halaman : 3 / 4

	<p>tangan melekukkan dan merapatkan logam bagian atas masker agar mengikuti bentuk hidung dan sekitarnya.</p> <p>7. Petugas mengecek kebocoran masker dengan cara meniup udara keluar dari hidung , apabila terasa ada aliran udara disekitar masker , maka ini berarti ada kebocoran dan pemakaian masker harus di ulang.</p> <p>8. Bila tidak ada kebocoran, masker sudah siap digunakan.</p> <p><b>B. Melepas Masker respirator N 95</b></p> <p>1. Petugas menarik tali sebelah bawah ke atas melewati puncak kepala ke arah depan dan melepaskannya sehingga tali menjuntai di depan muka.</p> <p>2. Petugas menarik tali sebelah atas melewati puncak kepala kearah atas dan tanpa merubah posisi pegangan membawa seluruh badan respirator menjauhi muka dan kepala.</p> <p>3. Respirator disimpan atau dibuang tanpa menyentuh bagian luar/depan respirator.</p> <p>4. Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah dengan hand sanitaizer atau dengan air mengalir dan sabun.</p>
--	--

 <p><b>RSD BAGAS WARAS</b> <b>KAB. KLATEN</b></p>	<b>PROSEDUR MEMAKAI DAN MELEPAS RESPIRATOR N 95</b>		
	No Dokumen : 445/AK/PPI/74/ 14	No Revisi :	Halaman : 4 / 4

Unit Terkait	1. Semua Unit 2. Komite PPI		
Catatan Revisi	No	Isi Perubahan	Tanggal Revisi