


 <p>RSD BAGAS WARAS KAB. KLATEN</p>	PROSEDUR DEKONTAMINASI AMBULANCE COVID-19		
	No Dokumen : 445/AK-SPO- PPI/ 83 /14	No Revisi :	Halaman : 1 / 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	<p>Tanggal Terbit :</p> <p>1 Agustus 2021</p>	<p>Ditetapkan Direktur</p>  <p><u>dr. LIMAWAN BUDIWIOWO, M.Kes</u> NIP. 19660103 199602 1 002</p>
Pengertian	<p><i>Dekontaminasi</i> adalah suatu upaya menekan atau mengurangi jumlah mikroorganisme yang ada di ambulan setelah digunakan <i>transfer</i> pasien <i>suspek, probable</i> maupun <i>confirm covid-19</i>.</p>	
Tujuan	<p>Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah <i>dekontaminasi ambulance suspect, probable</i> maupun <i>confirm covid-19</i></p>	
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan WHO Terhadap <i>covid-19</i> sebagai <i>pandemic global</i> 2. Dokumen resmi Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Kementerian Kesehatan RI tanggal 27 Maret 2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi <i>Coronavirus Disease (COVID-19)</i> 3. Dokumen resmi Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Kementerian Kesehatan RI tanggal 13 Juli 2020 tentang Pedoman 	

 <p>RSD BAGAS WARAS KAB. KLATEN</p>	PROSEDUR DEKONTAMINASI AMBULANCE COVID-19		
	No Dokumen : 445/AK-SPO- PPI/ 83 /14	No Revisi :	Halaman : 2 / 3

	Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi <i>Coronavirus Disease (COVID-19)</i>
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas menyiapkan alat dan bahan <ol style="list-style-type: none"> APD (Masker bedah,kaca mata,<i>face shiel,cover all</i>,sarung tangan,sepatu boot). Hand spray yang berisi cairan disinfektan(bahan <i>hipoklorin</i> yang berlabel <i>EPA-APPROVED</i>, cara pembuatan dengan melarutkan 100 cc hipoklorin ke dalam 900 cc air. Lab Bersih. Air bersih dan selang air. Larutan detergen. Petugas melakukan kebersihan tangan Petugas memakai APD (Masker, kaca mata, <i>face shield, cover all</i>,sarung tangan, sepatu boot) Petugas menyembrotkan desinfektan pada permukaan ambulan dan diamkan selama 3 menit. Petugas mengelap dengan lap bersih pada tempat yang telah disemprot dengan

 <p>RSD BAGAS WARAS KAB. KLATEN</p>	PROSEDUR DEKONTAMINASI AMBULANCE COVID-19		
	No Dokumen : 445/AK-SPO- PPI/ 83 /14	No Revisi :	Halaman : 3 / 3

	<p>desinfektan (dengan tehnik satu arah)</p> <p>6. Jika ambulan melakukan <i>transfer</i> dengan pasien yang memerlukan tindakan medis yang menimbulkan <i>aerosol</i> menyebar maka dilakukan disinfeksi dengan <i>dry mist</i></p> <p>7. Pembersihan dimulai dari area yang bersih ke area yang kotor serta dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.</p> <p>8. Petugas Melakukan <i>general cleaning</i> setiap hari menggunakan deterjen.</p> <p>9. Petugas melepas Apd .</p> <p>10. Petugas melakukan kebersihan tangan.</p>		
Unit Terkait	<p>1. Komite PPI</p> <p>2. Unit Ambulan</p>		
Catatan Revisi	No	Isi Perubahan	Tanggal Revisi